


Anticorps Monoclonal Anti-Cd166/Alcam Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13740

Numéro d'article: CM0006732



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD166/ALCAM humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de l'activation des lymphocytes T et de la formation de la synapse immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD166/ALCAM Lapin mAb
Remarques/Alias	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	214
GeneID	214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-526 du CD166/ALCAM humain. (NP_001618.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13740
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace