


Anticorps Polyclonal Anti-Cd166/Alcam Pour Wb Et Elisa - Q13740

Numéro d'article: CM0021289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD166/ALCAM humain (Q13740). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de l'activation des lymphocytes T et de l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD166/ALCAM pAb de lapin
Remarques/Alias	MEMD ; CD166 ; CD166/ALCAM
Espèce	Humain
GeneID (humain)	214
GeneID	214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 180 de CD166/CD166/ALCAM humain (NP_001618.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q13740
Poids moléculaire	65 kDa
Expédition	Pack réfrigérant