

Anticorps Monoclonal Anti-Cd168/Rhamm Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75330

Numéro d'article: CM0003524

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD168/RHAMM humain (O75330). Idéal pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Étudiez la motilité cellulaire médiée par l'hyaluronane et les métastases cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD168/RHAMM Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD168 ; IHABP ; RHAMM ; CD168/RHAMM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3161
Identifiant du gène	3161
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75330
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace