

Anticorps Polyclonal Anti-Cd168/Rhamm Pour Wb, Elisa - 075330

Numéro d'article: CM0028334

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD168/RHAMM humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la motilité cellulaire et des métastases médiées par l'acide hyaluronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb CD168/RHAMM
Remarques/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3161
GeneID	3161
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 341-440 du CD168/RHAMM humain (NP_001136028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075330
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace