

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd168/Rhamm (Validé Par Ko) Pour Wb, If, Elisa - O75330

Numéro d'article: CM0017041

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD168/RHAMM humain, validé par KO. Immunogène recombinant (aa1-300). Détecte le récepteur de l'acide hyaluronique en WB, IF/ICC et ELISA. Soutient les recherches sur la motilité cellulaire, les métastases et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps pAb de lapin anti-CD168/RHAMM
Remarques/Alias	CD168 ; IHABP ; RHAMM ; MM
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3161
ID du gène	3161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CD168/RHAMM humain (NP_001136028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O75330
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace