

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd16B Pour Wb, Fc, Elisa - O75015

Numéro d'article: CM0007904



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD16b humain (FcγRIIIB). Validé pour WB, FC, ELISA ; détecte une bande à 26 kDa. Idéal pour étudier le piégeage des complexes immuns médié par les récepteurs Fc et la biologie des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | CD16b Rabbit mAb                                                                                                                                    |
| Remarques/Alias                  | CD16 ; FCG3 ; CD16A ; CD16b ; FCGR3 ; CD16-I ; FCGR3A ; FCR-10 ; FCRIII ; FCRIIb                                                                    |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                              |
| Identifiant du gène (Humain)     | 2215                                                                                                                                                |
| Identifiant du gène              | 2215                                                                                                                                                |
| Immunogène                       | Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 du CD16b humain (NP_000561.3) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                               |
| Application                      | WB, FC, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                                              |
| SWISS                            | O75015                                                                                                                                              |
| Poids moléculaire de la protéine | 26 kDa                                                                                                                                              |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                        |