


Anticorps Monoclonal Anti-Cd170/Siglec-5 Pour Cytométrie En Flux - O15389

Numéro d'article: CM0005651



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre CD170/Siglec-5 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Adapté à l'étude de l'adhésion des cellules myéloïdes et de la liaison à l'acide sialique dans la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD170/Siglec-5 humain
Remarques / Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8778
GeneID	8778
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15389
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sachet isotherme