

Anticorps Monoclonal Anti-Cd171/L1Cam Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32004

Numéro d'article: CM0007117



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD171/L1CAM humain, validé pour le Western blot, l'IHC (paraffine) et l'ELISA. Convient à l'étude du développement neuronal, de la migration et de la plasticité synaptique dans la recherche cérébrale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD171/L1CAM Lapin mAb
Remarques/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3897
GeneID	3897
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32004
Poids Protéique	140kDa
Expédition	Sac de glace