

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd171/L1Cam Pour Wb, If/Cc, Elisa - P32004

Numéro d'article: CM0027826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CD171/L1CAM, validé pour Western blot, IF/CC et ELISA. Reconnaît la L1CAM humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neuroscience sur l'adhésion neuronale, la migration et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD171/L1CAM Rabbit pAb
Remarques/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3897
ID du gène	3897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1143-1257 de la CD171/L1CAM humaine (NP_000416.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32004
Poids de la protéine	140 kDa
Expédition	Sac de glace