


Anticorps Polyclonal Anti-CD172A/Sirp α Pour Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Numéro d'article: CM0026579



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-CD172a/SIRP α validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le SIRP α humain, murin, de rat (55 kDa). Idéal pour étudier la régulation de la phagocytose, la signalisation immunitaire et la recherche sur la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD172a/SIRP α Rabbit pAb
Remarques/Alias	BIT ; MFR ; P84 ; SIRP ; MYD-1 ; SHPS1 ; CD172A ; PTPNS1 ; CD172a/SIRP α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	140885
GeneID	140885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-375 du CD172a/SIRP α humain (NP_542970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78324
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace