

Anticorps Polyclonal Anti-Cd177 Pour Wb, Elisa - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0026565

Introduction

Le CD177 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB et l'ELISA, ciblant l'antigène CD177 (NB1/PRV1) exprimé sur les neutrophiles humains. Idéal pour la recherche en immunologie et inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD177 Lapin pAb
Remarques/Alias	NB1 ; PRV1 ; HNA2A ; PRV-1 ; HNA-2a ; NB1 GP ; CD177
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	57126
Identifiant de gène	57126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-285 du CD177 humain (NP_065139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N6Q3
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace