

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd177 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0007132

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin CD177 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'antigène humain CD177 (NB1/PRV-1/HNA-2a), une protéine ancrée par GPI spécifique aux neutrophiles impliquée dans l'adhésion et la migration. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, l'hématologie et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CD177
Remarques/Alias	NB1 ; PRV1 ; HNA2A ; PRV-1 ; HNA-2a ; NB1 GP ; CD177
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-407 du CD177 humain (NP_065139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Livraison	Sac de glace