

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd18 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05107

Numéro d'article: CM0008572



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD18 (ITGB2) humain validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Il reconnaît l'intégrine bêta-2 (85 kDa) humaine, de souris et de rat, idéal pour les études sur l'adhésion des leucocytes et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD18 Rabbit mAb
Remarques / Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Espèce	Humain
GeneID	3689
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de CD18 humain (NP_000202.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05107
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace