

Anticorps Monoclonal Anti-Cd19 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Numéro d'article: CM0004010



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD19 humain. Adapté pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Crucial pour la recherche sur la signalisation du récepteur des lymphocytes B et les immunodéficiences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD19 Rabbit mAb
Remarques/Alias	B4 ; CVID3 ; CD19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	930
GeneID	930
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 456 et 556 du CD19 humain. (NP_001761.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15391
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace