

Anticorps Polyclonal Anti-Cd19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15391

Numéro d'article: CM0024854



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD19 validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le CD19 humain, murin et de rat. Idéal pour les études de signalisation des cellules B et la recherche sur les leucémies lymphocytaires. Votre partenaire unique pour les matières premières IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD19
Remarques/Alias	B4 ; CVID3 ; CD19
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	930
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 457 et 556 du CD19 humain (NP_001761.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15391
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace