

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd19 Pour Wb, Elisa - P15391

Numéro d'article: CM0006763



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine CD19 humaine. Convient pour les applications de western blot (WB) et ELISA. Réagit avec les CD19 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche en immunologie des lymphocytes B et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD19 mAb de lapin
Remarques/Alias	B4 ; CVID3 ; CD19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	930
Immunogène	Protéine recombinante du CD19 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15391
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace