


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd1B Pour If/Icc, Fc, Elisa - P29016

Numéro d'article: CM0008012



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD1B humain. Validé pour l'IF/ICC, la FC et l'ELISA. Détecte les isoformes du CD1B (37 kDa/30 kDa) impliquées dans la présentation des antigènes lipidiques et l'immunité des lymphocytes T. Idéal pour les études en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD1B
Remarques/Alias	R1 ; CD1 ; CD1A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	910
GeneID	910
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 303 du CD1B humain (NP_001755.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P29016
Poids de la protéine	37 kDa/30 kDa
Expédition	Poche de glace