

Anticorps Monoclonal Anti-Cd1D Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15813

Numéro d'article: CM0004761



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre le CD1d humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC, le FC et l'ELISA. Cible la glycoprotéine de présentation d'antigènes impliquée dans la présentation des glycolipides aux cellules NKT. Validé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD1d Rabbit mAb
Remarques/Alias	R3 ; CD1A ; R3G1 ; CD1d
Espèce	Humain
GenelD (humain)	912
GenelD	912
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-301 du CD1d humain (NP_001757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15813
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace