


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd1D Pour Wb, If-P, Elisa - P11609 / P11610

Numéro d'article: CM0004196



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-CD1d de haute qualité validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Convient aux études immunologiques de la présentation d'antigènes glycolipidiques et de la fonction des cellules NKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD1d Lapin mAb
Remarques/Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	912
ID de Gène	12479/12480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-305 de la CD1d de souris (NP_031665.2/NP_031666.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P11609/P11610
Poids Protéique	39 kDa/38 kDa
Expédition	Sac de glace