


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd1D Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15813

Numéro d'article: CM0019312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD1D humain validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec la souris. Un outil utile pour l'étude de la présentation des glycolipides et de la biologie des cellules NKT (SWISS P15813).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD1D Rabbit pAb
Remarques/Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1D
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	912
GeneID	912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 190 de la CD1D humaine (NP_001757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P15813
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Poche de glace