


Anticorps Monoclonal Anti-Cd2 Pour Wb, Fc, Elisa - P06729

Numéro d'article: CM0004026



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin anti-CD2 reconnaît le CD2 humain, un antigène de surface des cellules T impliqué dans l'adhésion et la signalisation. Convient pour les applications WB, FC et ELISA. Poids de la protéine ~39kDa. Idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD2 Lapin mAb
Remarques/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	914
GeneID	914
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 du CD2 humain (NP_001758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids de la Protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace