

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd2 Pour Wb, Fc, Elisa - P08920

Numéro d'article: CM0007029

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD2 validé pour WB, FC, ELISA avec réactivité croisée souris. Immunogène à base de protéine recombinante ciblant le domaine extracellulaire. Idéal pour la recherche sur l'adhésion des lymphocytes T et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD2 Lapin mAb
Remarques/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2
Espèce	Souris
ID de gène (humain)	914
ID de gène	12481
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-203 du CD2 de souris (NP_038514.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08920
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace