

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Numéro d'article: CM0006011



Introduction

CD2 Rabbit mAb (P06729) est un anticorps monoclonal de lapin validé pour WB, IHC-P et ELISA, ciblant le CD2 humain, une molécule d'adhésion clé des lymphocytes T. Idéal pour la recherche en immunologie et en diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	T11, SRBC, LFA-2, CD2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	914
GenelD	914
Immunogène	Protéine recombinante du CD2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace