

Anticorps Monoclonal Anti-Cd2 Lapin Polymab® Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06729/P08920

Numéro d'article: CM0004787



Introduction

Anticorps monoclonal CD2 Lapin PolymAb®, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le CD2 humain et de souris (T11, SRBC, LFA-2), une molécule d'adhésion et de signalisation des cellules T. Idéal pour les études en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD2 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	914
GeneID	914/12481
Immunogène	Protéine recombinante de CD2 humain/souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P06729/P08920
Poids Protéique	38kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace