

## Anticorps Polyclonal Anti-Cd20 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11836

Numéro d'article: CM0021090



### Introduction

pAc de Lapin anti-CD20 dirigée contre la région intracellulaire du CD20 humain ; validée pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                  |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit       | pAc de Lapin CD20                       |
| Remarques/Alias      | B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16 |
| Espèce               | Humain                                  |
| ID de gène (Humain)  | 931                                     |
| Immunogène           | Protéine recombinante                   |
| Source               | Lapin                                   |
| Catégorie            | Anticorps Polyclonaux                   |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                          |
| SWISS                | P11836                                  |
| Poids de la protéine | 33kDa                                   |
| Expédition           | Sac de glace                            |