

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd20 Pour Wb Et Ihc-P - P11836

Numéro d'article: CM0005721



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD20 humain, adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Validé chez l'humain et le singe cynomolgus. Cible l'antigène CD20 des lymphocytes B, impliqué dans l'activation des cellules B et l'influx calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD20 Rabbit mAb
Remarques/Alias	B1 ; S7 ; Bp35 ; CD20 ; FMC7 ; CVID5 ; LEU-16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	931
GeneID	931
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 du CD20 humain (NP_068769.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe cynomolgus
SWISS	P11836
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace