


Anticorps Polyclonal Anti-Cd200 Pour Wb, Elisa - O54901

Numéro d'article: CM0020717



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD200 de souris (glycoprotéine membranaire OX-2), validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur la costimulation des lymphocytes T et la régulation des cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD200 pAb de lapin
Remarques / Alias	OX2; Mox2; CD200
Espèce	Souris
ID du gène	17470
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 de la CD200 de souris (NP_034948.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O54901
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac isotherme