

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd200 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Numéro d'article: CM0007002

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD200 humain (glycoprotéine membranaire OX-2). Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD200
Remarques/Alias	MRC ; MOX1 ; MOX2 ; OX-2 ; CD200
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4345
GeneID	4345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 du CD200 humain. (NP_001352780.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P41217
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Poche réfrigérante