

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd200 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Numéro d'article: CM0002815

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin adapté pour WB, IHC-P et ELISA ciblant la protéine CD200 humaine (glycoprotéine membranaire OX-2). Il soutient la recherche en immunologie sur la régulation immunitaire et la costimulation des lymphocytes T. Swiss-Prot : P41217.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD200
Remarques / Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	4345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 de la CD200 humaine (NP_001352780.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41217
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace