


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd200R1 Pour Wb, Elisa - Q8Td46

Numéro d'article: CM0021025



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD200R1 humain validé pour WB et ELISA. Récepteur inhibiteur limitant l'inflammation, exprimé sur les cellules immunitaires. Approvisionnement en matières premières IVD en vrac de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD200R1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OX2R ; MOX2R ; CD200R ; HCRTR2 ; CD200R1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	131450
Identifiant du gène	131450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-240 du CD200R1 humain (NP_740750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TD46
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace