

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd201 Pour Wb, Elisa - Q64695

Numéro d'article: CM0019250

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la souris CD201 (récepteur endothélial de la protéine C). Convient pour les applications WB et ELISA avec des échantillons de souris ; détecte une protéine d'environ 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD201 Lapin pAb
Remarques/Alias	Ccca ; Epcr ; Ccd41 ; CD201
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	10544
GenelD	19124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 de la souris CD201 (NP_035301.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64695
Poids moléculaire de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace