


Anticorps Monoclonal Anti-Cd204 Pour Cytométrie En Flux - P21757

Numéro d'article: CM0005634



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD204 humain (MSR1), validé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur échangeur de macrophages, idéal pour les études sur l'athérosclérose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD204 humain de lapin
Remarques / Alias	SRA ; SR-A ; CD204 ; SR-AI ; phSR1 ; phSR2 ; SCARA1 ; SR-AII ; SR-AIII
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4481
ID du gène	4481
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21757
Poids de la protéine	40kDa / 43kDa / 50kDa
Expédition	Sac de glace