


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd205/Dec-205 - O60449

Numéro d'article: CM0005717



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD205/DEC-205 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Récepteur endocytaire impliqué dans le traitement antigénique ; adapté à la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD205/DEC-205
Remarques/Alias	CD205 ; LY-75 ; CLEC13B ; DEC-205 ; GP200-MR6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4065
GeneID	4065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-501 du CD205/DEC-205 humain (NP_002340.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60449
Poids de la protéine	198 kDa
Expédition	Sachet de glace