


Anticorps Monoclonal Anti-Cd209 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Numéro d'article: CM0006142



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD209 humain (DC-SIGN) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction des cellules dendritiques et de la reconnaissance des pathogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD209 Lapin mAb
Remarques/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30835
GeneID	30835
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD209 humain (Q9NNX6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NNX6
Poids Protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace