


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd209 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Numéro d'article: CM0015516



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CD209 (DC-SIGN) pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Pour les études sur l'immunité médiée par les cellules dendritiques et l'attachement des pathogènes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de lapin CD209                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 30835                                                                                                                         |
| GeneID             | 30835                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-404 du CD209 humain (NP_066978.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS              | Q9NNX6                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 46kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |