

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd213A2/IL-13 R Alpha 2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q14627

Numéro d'article: CM0009786



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD213a2/IL-13R alpha 2 humain, validé pour WB, IP, ELISA. Réagit également avec le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation IL-13/IL-4, de la régulation immunitaire et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD213a2/IL-13 R alpha 2
Remarques/Alias	CT19 ; IL-13R ; IL13BP ; CD213A2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3598
ID du gène	3598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-355 du CD213a2/IL-13 R alpha 2 humain (NP_000631.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q14627
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace