

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd215/IL-15R Alpha Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13261

Numéro d'article: CM0028186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD215/IL-15R alpha humain (sous-unité alpha du récepteur de l'IL-15). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation IL-15, la fonction des cellules immunitaires et la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD215/IL-15R alpha Lapin pAb
Remarques/Alias	CD215; CD215/IL-15R alpha
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3601
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13261
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace