

Anticorps Monoclonal Anti-CD215/IL-15R α Pour If/Icc, Fc - Q60819

Numéro d'article: CM0005805



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD215/IL-15R α de souris, validé pour IF/ICC et FC. Détecte le récepteur de l'IL-15 à haute affinité, crucial dans la signalisation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD215/IL-15R α mAb
Remarques/Alias	Il15ra
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3601
GeneID	16169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-205 du CD215/IL-15R α de souris (NP_032384.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60819
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace