


Anticorps Polyclonal Anti-Cd22 Pour Wb Et Elisa - P20273

Numéro d'article: CM0020703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD22 validé pour WB et ELISA. Détecte le CD22 humain (95 kDa), un récepteur B inhibiteur qui régule la signalisation des lymphocytes B et l'apoptose. - P20273

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	933
GeneID	933
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD22 humain (NP_001762.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20273
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace