


Polymab® Anti-Cd22 De Lapin Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P20273 / P35329

Numéro d'article: CM0007186



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant CD22 (SIGLEC2) humain/souris, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Idéal pour les études sur la biologie des lymphocytes B et la signalisation du BCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD22 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Espèce	Humain/Souris
GeneID (humain)	933
GeneID	933/12483
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20273/P35329
Poids de la protéine	95kDa/97kDa
Expédition	Sac isotherme