

Anticorps Polyclonal Anti-Cd225/Ifitm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13164

Numéro d'article: CM0029311

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine transmembranaire 1 induite par l'interféron (CD225/IFITM1) humaine pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour les études sur l'immunité antivirale et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD225/IFITM1 pAb de lapin
Remarques / Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8519
GeneID	8519
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 125 de la CD225/IFITM1 humaine (NP_003632.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13164
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace