

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd225/Ifitm1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

Numéro d'article: CM0003928

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité spécifique au CD225/IFITM1 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte une protéine transmembranaire induite par l'interféron de 14 kDa impliquée dans la défense antivirale et la tumorigénèse. Idéal pour les études sur l'immunité innée et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD225/IFITM1 Lapin mAb
Remarques/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8519
ID de gène	8519
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 du CD225/IFITM1 humain (NP_003632.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13164
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace