


Anticorps Monoclonal Anti-Cd226/Dnam-1 Pour Fc - Q8K4F0

Numéro d'article: CM0008372



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD226/DNAM-1 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur l'adhésion des cellules immunitaires et la cytotoxicité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD226/DNAM-1 mAb
Remarques / Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10666
GeneID	225825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-254 de CD226/DNAM-1 de souris (NP_848802.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8K4F0
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace