


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd226/Dnam-1 Pour Wb, Elisa - Q15762

Numéro d'article: CM0005183



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD226/DNAM-1 de haute qualité validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Spécifique du CD226 humain, un récepteur immunitaire clé impliqué dans la cytotoxicité des cellules T et NK. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD226/DNAM-1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1; CD226/DNAM-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10666
Identifiant du gène	10666
Immunogène	Protéine recombinante du CD226/DNAM-1 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15762
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace