


Anticorps Polyclonal Anti-Cd23 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06734

Numéro d'article: CM0019619



Introduction

Validez cet anticorps polyclonal de lapin anti-CD23 humain en WB, IHC-P et ELISA. Détecte le récepteur de faible affinité pour l'IgE humain et souris, clé dans la recherche sur les allergies et les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD23 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER1I; BLAST-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2208
GeneID	2208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-321 du CD23 humain (NP_001993.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06734
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace