

Anticorps Monoclonal Anti-Cd239/Bcam Pour Wb, Fc, Elisa - P50895

Numéro d'article: CM0006835



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD239/BCAM humain (molécule d'adhésion des cellules basales). Validé pour les applications WB, FC et ELISA. Provenant de CamelBio pour un usage diagnostique et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD239/BCAM Lapin mAb
Remarques/Alias	AU ; LU ; CD239 ; MSK19 ; CD239/BCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-547 du CD239/BCAM humain (NP_005572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50895
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace