

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd239/Bcam Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Numéro d'article: CM0006794



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine CD239/BCAM. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Convient aux études sur l'adhésion cellulaire et les récepteurs de la laminine. Réactivité croisée avec l'humain. Poids de la protéine : 67 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD239/BCAM
Remarques/Alias	BCAM ; AU ; CD239 ; LU ; MSK19 ; molécule d'adhésion des cellules basales ; CD239/BCAM
Espèce	Humain
ID de gène	4059
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50895
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace