

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd239/Bcam Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Numéro d'article: CM0002964



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine CD239/BCAM humaine (molécule d'adhésion des cellules basales). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur l'adhésion cellulaire, la migration et les antigènes de groupe sanguin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD239/BCAM de lapin
Remarques / Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4059
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 529 et 628 de la protéine CD239/BCAM humaine (P50895).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P50895
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace