

Anticorps Polyclonal Anti-Cd24 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25063

Numéro d'article: CM0020696

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CD24 validé pour WB, IHC-P et ELISA ; détecte le CD24 humain, murin et de rat. Convient pour l'étude de la différenciation des lymphocytes B, des marqueurs de cellules souches cancéreuses et de la recherche sur la modulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CD24
Remarques/Alias	CD24A ; CD24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100133941
GeneID	100133941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 du CD24 humain (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25063
Poids protéique	8 kDa
Expédition	Sac de glace