

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd24 Pour Wb, If, Fc, Elisa - P24807

Numéro d'article: CM0007821

### Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD24 à haute spécificité validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA sur échantillons de Souris. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 27-53 du CD24 de souris. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CD24 Lapin mAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin                                                                                                   |
| Espèce             | Souris                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 100133941                                                                                                                     |
| GeneID             | 12484                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-53 du CD24 de souris (NP_033976.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Souris                                                                                                                        |
| SWISS              | P24807                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 8 kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |